

ConnectLine™

Puede cambiar su opinión acerca de sus aparatos auditivos



Connectline puede ayudarle a experimentar mejor las conexiones en su vida- con personas, información, y entretenimiento. Usando Connectline, puede aprovechar sus aparatos auditivos con la facilidad y la comodidad que está buscando.

Hable con su profesional de la audición para que pruebe el Connectline hoy.

¿Qué es Connectline™?

Connectline es una variedad de equipos que sirven para ayudarle a conectar sus aparatos auditivos inalámbricamente con teléfonos celulares, teléfonos fijos y Televisores- de hecho con cualquier equipo de audio Bluetooth. Con Connectline, sus aparatos auditivos se convierten en audífonos inalámbricos personales.



Si su aparato auditivo Oticon es inalámbrico, usted puede usar Connectline.

Oticon | ConnectLine™

People First

People First es nuestra promesa de ayudar a las personas a comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y participar de forma activa.

Un solo sistema de conectividad...múltiples soluciones que se adaptan a la realidad.



TV



Teléfono



Celular



Computadora



Música



Micrófono





Streamer- *el corazón del* **Connectline™**

El Streamer es el enlace entre sus aparatos auditivos y el mundo de los equipos Bluetooth.

Streamer:

- Convierte la señal Bluetooth en la señal de baja corriente inalámbrica utilizada por sus aparatos auditivos.
- Mejora la comunicación telefónica permitiéndole escuchar las conversaciones en ambos oídos.
- Funciona como un control remoto para sus aparatos auditivos.
- Cambia entre el teléfono de la casa, celulares y TV, sin necesidad de reconectarlo.
- Se conecta con un máximo de 8 equipos- incluyendo MP3, computadoras, etc.
- Es un sistema de bajo consumo altamente diseñado, que no ocasiona más drenaje de las baterías de sus aparatos auditivos.



Comparta la experiencia de la TV con el adaptador Connectline para la Televisión

Atractivo y discreto, este pequeño adaptador envía un sonido claro a su streamer y aparatos auditivos, sin eco o problemas de retardo en la sincronización de labios que comúnmente ocurren con transmisores estándar bluetooth.

Usted disfrutará libremente de un sonido de alta calidad. Relájese- escuche la puntuación, las noticias y nunca se pierda el chiste mientras sirve una taza de café desde la cocina. El adaptador para la TV Connectline tiene un alcance hasta 30 pies.

Con el streamer, usted escucha al volumen que prefiera mientras que su familia escucha al volumen que ellos desean.



Adaptador para el Teléfono Connectline

Convierte su teléfono fijo en un teléfono Bluetooth inalámbrico.

No hay necesidad de reemplazar su teléfono actual. El pequeño adaptador se conecta paralelamente con su teléfono. Luego el teléfono se conecta inalámbricamente al streamer y transmite a una distancia hasta 30 pies.

Disfrute escuchando por el teléfono manos libres claramente a través de sus dos oídos. Ya no corra más cuando suena el teléfono. Se acabaron las llamadas perdidas. No más problemas de feedback.



El Micrófono Connectline— para una conversación más íntima

El Micrófono Connectline es un pequeño y discreto micrófono inalámbrico que puede ser usado por la persona con la que usted está hablando. El micrófono transmite la voz inalámbricamente a sus aparatos auditivos a través del Streamer, hasta una distancia de 15 yardas.

El Micrófono Connectline utiliza una avanzada tecnología de cancelación de ruido para ayudar a filtrar la bulla en situaciones en donde su compañero(a) se encuentre lejos de usted, haya mucho ruido alrededor, o ambas cosas estén ocurriendo.



Mejore el uso del teléfono celular con la ventaja de los dos oídos

No importa si está caminando en la calle o manejando su carro, el Connectline Streamer puede transmitir audio a través de su teléfono celular inalámbricamente y de manera clara simultáneamente a sus dos aparatos.

No solamente será capaz de usar su teléfono celular con mayor facilidad sino que también podrá hacerlo manos libres mientras maneja.